

# Продукция Б. Браун для пациентов с нарушениями функций мочевыделения



Мы предлагаем пациенту комфорт и безопасность

## СОДЕРЖАНИЕ



|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| ▪ Катетеры             |   | 3 |
| ▪ Технология Astreen®  |   | 4 |
| ▪ Актрин Глис Сет      | самокатетеризация мочевого пузыря       | 5 |
| ▪ Актрин Лайт катетеры | самокатетеризация мочевого пузыря       | 6 |
| ▪ Уримед Вижн          | мужской наружный катетер-уропрезерватив | 8 |



|                 |                                |    |
|-----------------|--------------------------------|----|
| ▪ Мочеприемники |                                | 10 |
| ▪ Уримед Бэг    | дневные и ночные мочеприемники | 11 |
| ▪ Уримед        | аксессуары для мочеприемников  | 13 |

# cath



## Катетеры

Компания Б. Браун предлагает линейку катетеров для интермиттирующей катетеризации, а также наружные мужские катетеры-уропрезервативы для пациентов с недержанием.

Катетеры Б. Браун просты в использовании, благодаря нестандартной упаковке исключают риск инфицирования при самокатетеризации. Процедура проходит безболезненно, а продуманный дизайн и высококачественные материалы создают ощущение комфорта для пациента.



Удобная и безболезненная самокатетеризация мочевого пузыря


## Технология Actreen®

### ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Стерильный

- не требует активации водой
- покрыт гидрофильным лубрикантом на основе воды и глицерина
- отсутствует риск высыхания катетера в процессе катетеризации
- не вызывает дискомфорта при введении

Атравматичные отверстия



Специальная формула лубриканта  
глицерин + вода

### Система «No touch»

- Отсутствие контакта с руками
- Снижен риск инфицирования



### Важно!



#### > НЕТ РИСКА ИНКРУСТАЦИИ

При погружении катетера в синтетическую мочу на катетере не обнаруживалось отложения солей (1)

(1) B. Braun test report 7.5.AA.034.3

#### > НЕ ВЛИЯЕТ НА ПОДВИЖНОСТЬ СПЕРМАТОЗОИДОВ

Результаты теста in vitro, проведенного группой независимых экспертов, показали, что Актрин не оказывает влияния на жизнеспособность и подвижность сперматозоидов (2)

(2) Effect of short-term exposure to two hydrophilic-coated and one gel prelubricated urinary catheters on sperm vitality, motility and kinematics in vitro (Minerva urol nefrol 2007; 59:115-24-J.Auger, R.Rihaoui, N.François, F.Eustache).



Удобная и безболезненная самокатетеризация мочевого пузыря

# Актрин Глис Сет

## Актрин Глис Сет для активного образа жизни!


Актрин Глис Сет – стерильный, готовый к использованию набор, который состоит из лубрицированного катетера и соединенного с ним моче-приемника.

## Удобство при любых обстоятельствах

- готов к использованию: компактный и легкий

## Антирефлюксный клапан

- Исключает риск обратного затекания мочи
- Упаковка легко открывается
- Прозрачный мочеприемник с нанесенной градуировкой: визуальный контроль объема мочи



Система «No touch»

Стерильный набор с лубрикантом для индивидуального использования

(30 шт. в упаковке)

### Информация для заказа



|                  |                  |                |                |                |                |                |                |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIEMANN<br>45 см | РАЗМЕР<br>КАТ. № | CH08<br>226108 | CH10<br>226110 | CH12<br>226112 | CH14<br>226114 | CH16<br>226116 |                |
| NELATON<br>50 см | РАЗМЕР<br>КАТ. № | CH08<br>226208 | CH10<br>226210 | CH12<br>226212 | CH14<br>226214 | CH16<br>226216 | CH18<br>226218 |
| NELATON<br>25 см | РАЗМЕР<br>КАТ. № | CH06<br>226306 | CH08<br>226308 | CH10<br>226310 | CH12<br>226312 | CH14<br>226314 | CH16<br>226316 |



Самокатетеризация мочевого пузыря

# Актрин Лайт катетеры

Удобны в применении в повседневной жизни.  
Адаптированы для использования пациентами  
с нарушениями моторных функций


Катетеры для интермиттирующей  
катетеризации с лубрикантом, готовые  
к использованию

## Система «No touch»

- Сохранение стерильности в течение всего периода использования благодаря защитной пленке

## Различные опции

- Возможность полного или частичного извлечения катетера из упаковки



## Специальная конструкция упаковки

- Удобна для вскрытия

**ГОТОВЫ** к использованию, не требуют контакта с водой для активации благодаря гидрофильному лубриканту – технология «Actreen»




Самокатетеризация мочевого пузыря

# Актрин Лайт катетеры

## Широкий спектр размеров

- для мужчин
- для женщин
- для детей



## Универсальный коннектор

- легкое соединение катетера с мочеприемником
- цветовая кодировка размеров
- соединение со всеми типами мочеприемников



(30 шт. в упаковке)

### Информация для заказа



|                  |         |        |        |        |        |        |        |
|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Тиманн<br>45 см  | РАЗМЕР  | CH08   | CH10   | CH12   | CH14   | CH16   | CH18   |
|                  | Артикул | 228108 | 228110 | 228112 | 228114 | 228116 | 228118 |
| Нелатон<br>45 см | РАЗМЕР  | CH08   | CH10   | CH12   | CH14   | CH16   | CH18   |
|                  | Артикул | 228208 | 228210 | 228212 | 228214 | 228216 | 228218 |
| Нелатон<br>20 см | РАЗМЕР  | CH06   | CH08   | CH10   | CH12   | CH14   | CH16   |
|                  | Артикул | 228306 | 228308 | 228310 | 228312 | 228314 | 228316 |



Мужской наружный катетер-уропрезерватив

# Уримед Вижн

## Свобода передвижения

Уримед Вижн изготовлен из силикона — гипоаллергенного материала, который обеспечивает комфорт пациенту при использовании уропрезерватива.



### Уримед Вижн

- **Безопасный**

Усиленный сливной порт обеспечивает непрерывный отток мочи, а специальный коннектор адаптирован ко всем типам мочеприемников.

- **Автономный**

Используется в комплекте с ножными и прикроватными мочеприемниками. Обеспечивает пациенту чувство независимости и свободу действий.

- **Удобный в использовании**

Уропрезерватив самофиксирующийся, не требует дополнительных приспособлений. Легко применяется и удаляется благодаря адгезиву, который надежно фиксируется на коже.

- **Идеальный размер**

5 различных диаметров и 2 различных длины. Стандартная версия для большинства пациентов и специальные размеры для подростков.

## Препятствует возникновению мацерации за счет высокой воздухопроницаемости








Мужской наружный катетер-уропрезерватив

# Уримед Вижн

Уримед Вижн изготовлен из 100% силикона — материала с самой высокой воздухопроницаемостью в сравнении с латексом и эластомером.

## Биосовместимость: 100% силикон

- гипоаллергенный
- воздухопроницаемый материал: препятствует возникновению мацерации и раздражения
- прозрачный — для лучшей визуализации состояния кожи



## Информация для заказа



### Уримед Вижн Стандарт (в упаковке 30 шт.)

|        |         |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РАЗМЕР | Ø 25 мм | Ø 29 мм | Ø 32 мм | Ø 36 мм | Ø 41 мм |
| КАТ. № | ИН2525  | ИН2529  | ИН2532  | ИН2536  | ИН2541  |



### Уримед Вижн Шот (в упаковке 30 шт.)

|        |         |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РАЗМЕР | Ø 25 мм | Ø 29 мм | Ø 32 мм | Ø 36 мм | Ø 41 мм |
| КАТ. № | ИН4525  | ИН4529  | ИН4532  | ИН4536  | ИН4541  |



### Уримед Вижн Ультра (в упаковке 30 шт.)

|        |         |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РАЗМЕР | Ø 25 мм | Ø 29 мм | Ø 32 мм | Ø 36 мм | Ø 41 мм |
| КАТ. № | ИН3525  | ИН3529  | ИН3532  | ИН3536  | ИН3541  |



# bags

## Мочеприемники

Б. Браун предлагает широкий ассортимент мочеприемников, включая ножные и прикроватные, дневные и ночные, стерильные и нестерильные. Надежный сливной клапан всех устройств при необходимости легко открывается одной рукой. Мочеприемники различной емкости покрыты с тыльной стороны мягким нетканым материалом, обеспечивающим удобство и комфорт при ношении, и дополняются удобными аксессуарами — фиксаторами и крючками для подвешивания.



Дневные и ночные мочеприемники

# Уримед Бэг



**Мягкая нетканая подложка** препятствует раздражению кожи и обеспечивает максимальный комфорт для пациента



**Сливной клапан** при необходимости легко открывается одной рукой. Конструкция дренажной трубки препятствует ее скручиванию, имеет увеличенный диаметр



## Уримед Бэг Плюс 500 мл

- однокамерный
- нестерильный
- с длиной дренажной трубки 60 см

Информация для заказа

|                   |       |
|-------------------|-------|
| КАТ. №            | 28501 |
| КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ | 30    |



## Уримед Трибэг Плюс 800 мл

- 3-х камерный
- стерильный и нестерильный
- с длиной дренажной трубки 60 см

Информация для заказа

|                   | Стерильный | Нестерильный |
|-------------------|------------|--------------|
| КАТ. №            | 28305      | 28306        |
| КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ | 10         | 10           |



Анатомически адаптирован



Дневные и ночные мочеприемники

# Уримед



## Уримед Бэг Плюс 1,5 л

- однокамерный
- нестерильный
- с длиной дренажной трубки 90 см

Информация для заказа

|                   |       |
|-------------------|-------|
| КАТ. №            | 28150 |
| КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ | 30    |



## Уримед Бэг 2 л

- однокамерный
- нестерильный
- с длиной дренажной трубки 120 см

Информация для заказа

|                   |       |
|-------------------|-------|
| КАТ. №            | 28300 |
| КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ | 30    |



Аксессуары для мочеприемников

# Уримед

## Фиксация ножных мочеприемников



### Уримед Фикс

- для фиксации мочеприемника на голени или бедре

Информация для заказа

|                   | маленький | средний | большой |
|-------------------|-----------|---------|---------|
| КАТ. №            | 68520     | 68530   | 68540   |
| КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ | 2         | 2       | 2       |

### Уримед Стрэп

- адаптирован для ножных мешков

Информация для заказа

|                   |        |
|-------------------|--------|
| КАТ. №            | 68550  |
| КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ | 1 пара |





Аксессуары для мочеприемников

# Уримед

## Фиксация прикроватных мочеприемников



### Уримед Хэндл

Информация для заказа

|                   |       |
|-------------------|-------|
| КАТ. №            | 68548 |
| КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ | 1 шт. |



# B | BRAUN

SHARING EXPERTISE

## ООО «Б. Браун Медикал»

196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com  
Тел.: +7 (812) 320 4004, факс: +7 (812) 320-50-71

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, тел.: +7 (495) 747-51-91  
www.bbBraun.ru

### Контактные телефоны

|   |  |
|---|--|
| Санкт-Петербург                                 | +7 (812) 320-40-04                     |
| Москва  | +7 (495) 747-51-91, +7 (925) 502-63-91 |
| Центральный федеральный округ (Воронеж)         | +7 (473) 252-80-15, +7 (920) 403-00-84 |
| Приволжский федеральный округ (Нижний Новгород) | +7 (831) 281-82-99, +7 (920) 253-16-95 |
| Южный федеральный округ (Краснодар)             | +7 (861) 259-75-94, +7 (928) 210-15-49 |
| Уральский федеральный округ (Екатеринбург)      | +7 (343) 286-16-54, +7 (922) 109-47-28 |
| Сибирский федеральный округ (Новосибирск)       | +7 (383) 319-13-96, +7 (913) 374-08-88 |
| Дальневосточный федеральный округ (Иркутск)     | +7 (3952) 79-85-13, +7 (924) 633-00-60 |

BMR-C-700042

