



B. BRAUN
Stoma Care

СДЕЛАНО В РОССИИ



Калоприемники однокомпонентные


производства «Б. Браун
Медикал САС» в России

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE


Флексима

Калоприемник однокомпонентный для стомированных больных и инвалидов с коло- и илеостомой, открытого типа, бежевый, с фильтром, 044415RU

■ Флексима с жестким зажимом



- Адгезивная пластина плоская, в форме «цветка»
- Гидроколлоидный адгезивный слой пластины для длительной защиты кожи
- Высокое расположение стартового отверстия (смещено вверх) обеспечивает усиленный (большой по площади) адгезивный слой ниже стомы
- Трафарет на пластине позволяет легко вырезать отверстие к стоме любой формы до 60 мм
- Мягкий нетканый материал с двух сторон мешка быстро впитывает влагу и не раздражает кожу
- Жесткий многоразовый зажим



- Встроенный ламинарный фильтр полностью интегрирован в мешок, не контактирует с одеждой, не требует дополнительной активации
- Нейтрализует запахи и препятствует раздуванию мешка

Флексима с жестким зажимом

Плоская пластина Вырезаемое отверстие	Диаметр, мм	Артикул, бежевый
	§ 12-60	044415RU

В 1 уп. 30 шт. калоприемников + 6 шт. жестких зажимов + 18 шт. наклеек-заглушек для фильтра

Алмарис Преференс

Калоприемник однокомпонентный для стомированных больных и инвалидов

■ Алмарис Преференс закрытого типа, с фильтром (для колостомы)



- Возможность вырезать отверстие к стоме любой формы до 70 мм
- Встроенный ламинарный фильтр не требует дополнительной активации, нейтрализует запахи и препятствует раздуванию мешка
- Адгезивная пластина плоская, форма — шестигранник (шестиугольник)
- Гидроколлоидный адгезивный слой пластины обеспечивает оптимальную защиту кожи

Плоская пластина Вырезаемое отверстие	Диаметр, мм	Артикул, бежевый	Артикул, прозрач.
	§ 12-70	55010RU	55110RU

В 1 уп. 30 шт. калоприемников + 18 шт. наклеек-заглушек для фильтра

■ Алмарис Преференс открытого типа (для илеостомы и колостомы)



- Адгезивная пластина плоская, форма — шестигранник (шестиугольник)
- Гидроколлоидный адгезивный слой пластины обеспечивает оптимальную защиту кожи
- Эвакуационный рукав, позволяющий выводить содержимое мешка по мере его наполнения, который закрывается гибким зажимом

Плоская пластина Вырезаемое отверстие	Диаметр, мм	Артикул, бежевый	Артикул, прозрач.
	§ 12-70	55410RU	55510RU

В 1 уп. 30 шт. калоприемников + 30 шт. гибких зажимов

Гибкий зажим



1. Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 27.04.2023 г. №342н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации»
 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 05.03.2021 г. № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» (с изменениями на 21.06..2023г № 535н.)
 3. Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации):
21-01-01 Калоприемник однокомпонентный для стомированных больных и инвалидов с коло и с иле-остомой Флексима, открытого типа, бежевый, с фильтром, с жестким зажимом, 044415RU
21-01-01 Калоприемник однокомпонентный для стомированных больных и инвалидов с коло и с иле-остомой Алмарис Преференс открытого типа, бежевый 55410RU
21-01-03 Калоприемник однокомпонентный для стомированных больных и инвалидов с колостомой Алмарис Преференс закрытого типа, с фильтром (для колостомы) 55010RU
-

ООО «Б. Браун Медикал»

196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com, тел.: +7 (812) 320-40-04
117246, Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 10-30, тел.: +7 (495) 777-12-72



www.bbraun.ru



vk.com/bbraunrussia



t.me/bbraun_ru

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

BMR-C-700306



4 046955 592456